

Gewährleistungsgarantie Langzeit-EKG

(vom Hersteller/Vertreiber auszufüllen)

Aufnahmegerät

Gerätebezeichnung

Baujahr

Hersteller/Vertreiber

Es wird bestätigt, dass die oben beschriebene Apparatur die nachfolgend genannten Voraussetzungen erfüllt:

Das Gerät gewährleistet eine kontinuierliche Aufzeichnung über 24 Stunden bei simultaner, mindestens 2-kanaliger -EKG-Ableitung.

Auswertegerät

Gerätebezeichnung

Baujahr

Hersteller/Vertreiber

Es wird bestätigt, dass die oben beschriebene Apparatur die nachfolgend genannten Voraussetzungen erfüllt:

Die kontinuierliche Auswertung stellt sicher, dass alle wichtigen Ereignisse erfasst werden.

Als wichtige Ereignisse gelten:

- Asystolie über 2,0 sec. Dauer
- supraventrikuläre Tachykardie
- Vorhofflimmern
- Vorhofflattern
- ventrikuläre Extrasystolen
- höhergradige tachykarde ventrikuläre Rhythmusstörungen
- Kammertachykardie
- Kammerflattern
- Kammerflimmern

Der im Auswertesystem verfügbare Dokumentationsspeicher gewährleistet, dass auch bei gehäuft auftretenden Ereignissen eine in quantitativer Hinsicht korrekte Beurteilung möglich ist.

Das Gerät verfügt über einen Monitor zur zweikanaligen Ereigniskontrolle und gleichzeitiger echtzeitanaloger Dokumentation signifikanter Ereignisse.

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel des Herstellers/Vertreibers

  Cortrium  Cardiolund
CEO Cardiolund AB