



KVBB

Kassenärztliche Vereinigung
Brandenburg

Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg
Fachbereich Qualitätssicherung
Postfach 60 08 61
14408 Potsdam

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Unternehmensbereich
Qualitätssicherung / Sicherstellung

Nur von der Herstellerfirma auszufüllen

Gewährleistungsgarantie
über die apparative Ausstattung zur Aufzeichnung und Auswertung
von Langzeit-EKG-Untersuchungen

I. Angaben zur Person:

Name: _____ Vorname: _____

Praxisanschrift: _____

II. Gerät zur Aufzeichnung

Herstellerfirma: Cortrium ApS - German Branch, Leipziger Platz 15, 10117 Berlin

.....

Gerätebezeichnung: C3+ Holter Monitor Aufzeichnungsgerät / Typ IIa

.....

Baujahr: 2021.....

Apparatur betriebsbereit ab: sofort.....

Standort d. Gerätes:

Praxis:

Anschrift

Nebenbetriebsstätte:

Anschrift

Hinweis: Für jede Betriebsstätte Formular gesondert ausfüllen!

Erklärung:

Das angegebene Gerät gewährleistet eine kontinuierliche Aufzeichnung über 24 Stunden bei simultaner, mindestens 2-kanaliger-EKG-Ableitung

Das Aufnahmegerät entspricht der unter Abschnitt B der Vereinbarung der KBV vom 12. Dezember 1991 zur Durchführung von Langzeit-EKG Untersuchungen in der kassen-/vertragsärztlichen Versorgung geforderten Mindestausstattung.

III. Gerät zur Auswertung

Herstellerfirma: Cardiolund AB, Org.-nr 556810-5786, Scheelevägen 17, SE-223 63 Lund
Gerätebezeichnung: EKG Analyse Software, Algorithmus zur LZ-EKG Auswertung, EKG Rohdaten Datei vorhanden...
Baujahr: 2021...

Apparatur betriebsbereit ab: sofort...

Standort d. Gerätes:
Praxis:
Anschrift

Nebenbetriebsstätte:
Anschrift


Hinweis: Für jede Betriebsstätte Formular gesondert ausfüllen!

Erklärung:
Die kontinuierliche oder diskontinuierliche Auswertung stellt sicher, dass alle wichtigen Ereignisse erfasst werden

- Als wichtige Ereignisse gelten:
- Asystolie über 2,0 sec. Dauer
 - supraventrikuläre Tachykardie
 - Vorhofflimmern
 - Vorhofflattern
 - ventrikuläre Extrasystolen
 - höhergradige tachykarde ventrikuläre Rhythmusstörungen
 - Kammertachykardie
 - Kammerflattern
 - Kammerflimmern

Der im Auswertesystem verfügbare Dokumentationsspeicher gewährleistet, dass auch bei gehäuft auftretenden Ereignissen eine in quantitativer Hinsicht korrekte Beurteilung möglich ist.

Das Auswertegerät ermöglicht die computergestützte Auswertung eines kontinuierlich aufgezeichneten Langzeit-EKG von mind. 18 Stunden Dauer.



Kopenhagen / Lund, 29. Januar 2024
(Ort, Datum)

Philippe Wagniez Jørgensen, CEO Cortrium ApS
Jacob Svenson, CEO Cardiolund