

E-Mail genehmigung@kv-rlp.de
Fax 06131 326-327
Telefon 06131 326-326

www.kv-rlp.de/913555

Langzeit-EKG

Gewährleistung der apparativen Ausstattung durch den Hersteller/Lieferanten

Name des Vertragsarztes bzw.
der abrechnenden Stelle
(anstehenden Vertragsarzt, MVZ, Institut): _____

I. Aufnahmegerät

1.1 Der o.a. Vertragsarztpraxis steht zur computergestützten Aufzeichnung von Langzeit-EKG's folgendes Gerät zur Verfügung:

Herstelfirma: Cortrium ApS - German Branch
Typenbezeichnung: C3+ Holter Monitor Aufzeichnungsgerät / Typ ha
Seriennummer: _____
Baujahr: 2021
Apparatur betriebsbereit ab/seit: sofort

1.2 Gerätestandort: _____
(Ort, Straße, Hausnummer)

1.3 Erklärungen:

1.3.1 Das angegebene Gerät gewährleistet eine kontinuierliche Aufzeichnung über 24 Stunden bei simultaner, mindestens 2-kanaliger EKG-Ableitung

ja nein

1.3.2 Die Aufzeichnung erfolgt

diskontinuierlich kontinuierlich

II. Analysegerät

11.1 Der o.a. Vertragsarztpraxis steht zur computergestützten Auswertung von Langzeit-EKG's folgendes Gerät zur Verfügung:

Herstelfirma: Cortrium ApS - German Branch
Typenbezeichnung: Cortrium Apex
Seriennummer: _____
Baujahr: 2021
Apparatur betriebsbereit ab/seit: 2021

11.2 Gerätestandort: _____
(Ort, Straße, Hausnummer)

II.3 Erklärungen

11.3.1 Mit dem angegebenen Gerät ist die kontinuierliche oder diskontinuierliche Erfassung der nachstehenden Ereignisse möglich.

- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| Asystolie über 2,0 sec. Dauer | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| supraventrikuläre Tachykardie | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Vorhofflimmern | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Vorhofflattern | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| ventrikuläre Extrasystolen | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| höhergradige uchykarde ventrikuläre Rhythmusstörungen | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Kammertachykardie | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Kammerflattern | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Kammerflimmern | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

11.3.2 Der im Gerät vorhandene Dokumentationsspeicher gewährleistet, dass bei gehäuft auftretenden Ereignissen eine in quantitativer Hinsicht korrekte Beurteilung möglich ist.

- ja nein

11.3.3 Dieses Gerät ermöglicht eine

- diskontinuierliche Auswertung kontinuierliche Auswertung

11.3.4 Das Gerät verfügt über eine Einrichtung zur miniaturisierten Aufzeichnung eines kontinuierlich aufgezeichneten Langzeit-EKG's einschließlich nachträglich erforderlicher echtzeitanaloger Dokumentation suspekter Ereignisse.

- ja nein

11.3.5 Das Gerät verfügt über eine Einrichtung zur mindestens 2-kanaligen Ereigniskontrolle am Monitor und gleichzeitiger echtzeitanaloger Dokumentation signifikanter Ereignisse.

- ja nein

Kopenhagen, 30. Januar 2025

Datum

~~Philippe Wagniez Jørgensen~~, CEO Cortrium ApS

Unterschrift und Stempel der Hersteller-/Lieferantenfirma



Cortrium