

# LISTE DES ANOMALIES

## SYSTÈME D'ANALYSE CORTRIUM

Le système d'analyse Cortrium identifie et présente des exemples suggérés des arythmies et des battements suivants.

### 1. Trois classes de battements cardiaques:

- Battements normaux
- Battements ventriculaires
- Battements supraventriculaires

### 2. Rythmes: Rythme sinusal

- Rythme sinusal normal
- Bradycardie sinusale
- Tachycardie sinusale

### Rythme ventriculaire

- Couplets ventriculaires
- Courses ventriculaires
- Tachycardie ventriculaire
- Bigéminisme ventriculaire
- Trigéminisme ventriculaire
- Rythme idioventriculaire
- Fibrillation/flutter ventriculaire<sup>1</sup>

### Rythme supraventriculaire

- Couplets supraventriculaires
- Courses supraventriculaires
- Tachycardie supraventriculaire
- Bigéminisme supraventriculaire
- Trigéminisme supraventriculaires
- Fibrillation/flutter auriculaire<sup>2</sup>

### 3. Autres:

- Pauses asystoliques > 2 secondes
- Bloc auriculoventriculaire<sup>3</sup>



<sup>1</sup> Présenté comme une fibrillation ventriculaire

<sup>2</sup> Présenté comme une fibrillation auriculaire

<sup>3</sup> Pas de graduation des différents types