

ÜBERSICHT DER ANOMALIEN

CORTRIUM ANALYSE SYSTEM

Das Cortrium Analyse System identifiziert und präsentiert die entsprechenden Beispiele der folgenden Herzrhythmusstörungen und Herzschläge.

1. Drei Klassen von Herzschlägen:

- Normale Schläge
- Ventrikuläre Schläge
- Supraventrikuläre Schläge

2. Rhythmus

Sinusrhythmus

- Normaler Sinusrhythmus
- Sinus Bradykardie
- Sinus Tachykardie

Ventrikulärer Rhythmus

- Ventrikuläre Couplets
- Ventrikuläre Runs
- Ventrikuläre Tachykardie
- Ventrikuläre Bigeminie
- Ventrikuläre Trigeminie
- Idioventrikulärer Rhythmus
- Kammerflimmern/Kammerflattern¹

Supraventrikulärer Rhythmus

- Supraventrikuläre Couplets
- Supraventrikuläre Runs
- Supraventrikuläre Tachykardie
- Supraventrikuläre Bigeminie
- Supraventrikuläre Trigeminie
- Vorhofflimmern/Vorhofflattern²

3. Other

- Asystolische Pausen > 2 Sekunden
- AV block³



¹ Präsentiert als Kammerflimmern

² Präsentiert als Vorhofflimmern

³ Keine Differenzierung der verschiedenen Grade